

Produtos de determinação de tipo INNO-LiPA™ HLA de classe I e II

INNO-LiPA™ HLA-A Update

INNO-LiPA™ HLA-B Update Plus

INNO-LiPA™ HLA-C

INNO-LiPA™ HLA-DRBI Plus

Decodificador INNO-LiPA™ HLA-DRB

INNO-LiPA™ HLA-DQBI Update

INNO-LiPA™ HLA-DQAI

INNO-LiPA™ HLA-DPB




- Uma gama completa de produtos de determinação de tipo de Classe I & II
- Um único protocolo de amplificação para Classe I, também aplicável ao HLA-DRBI Plus,
- Um único protocolo de amplificação para DRBI, DRB1+3+4+5 (genérico), Codon 86, DQAI e DQBI
- Um único protocolo automatizado para todos os ensaios
- Software de interpretação intuitiva

Produtos de Determinação do Tipo INNO-LiPA™ H

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Ótimo para a triagem inicial
 - registros de medula e sangue do cordão umbilical
 - candidatos doadores para transplante
 - grupos de alelos associados a doenças específicas, por exemplo, B*27, B*57
- Todos os loci disponíveis
- Flexibilidade no rendimento: sem perda de reagentes quando testadas algumas amostras
- Compatível com ampla gama de concentração de DNA: não há necessidade de diluição de amostra ou concentrações padronizadas
- Possível a automação do procedimento de teste com Auto*LiPA ou Tendigo
- Software personalizado & intuitivo de interpretação

EXEMPLO DE LAYOUT DE TIRA



INNO-LiPA™ HLA Classe I & II

Códigos coloridos para tiras e reagentes

INNO-LiPA™ HLA	Número de tiras	Número de sondas	Tira				
			Linha do marcador	Primer Solução	Amplificação buffer	LiPA™ Taq	MgCl ₂
A Update	2	19					
		24					
B Update Plus	2	34					
		32					
Bw4	testado apenas na tira 1	amplificação extra					
C	1	28					
DQB1 Update	1	38					
DQA1	1	35					
DRB1 Plus	1	37					
DRB1* 03, 11, 13, 14		amplificação extra					
DRB decodificador DRB1	2	37					
DRB decodificador DRB1+3+4+5		25					
DRB decodificador DRB 86G		amplificação extra					
DRB decodificador DRB 86V		amplificação extra					
		amplificação extra					

LA de Classe I e II



LiRAS™ PARA LiPA™ HLA: FÁCIL INTERPRETAÇÃO DAS TIRAS

- Relatórios completos de determinação de tipo e de interpretação
- Relatórios personalizados a partir de uma única amostra ou relatórios resumidos de uma seleção de amostras
- Alto grau de opções no sistema e gerenciamento de usuários
- Interfaces de fácil utilização e personalizáveis
- Permite o uso de assinatura eletrônica
- Pode ser conectado a um Sistema de Gerenciamento de Informações de Laboratório (LIMS)
- São fornecidos avisos detalhados para novas etapas ao utilizar o decodificador do INNO-LiPA™ HLA-DRB, DRB1 Plus e HLA-B Update Plus
- Entrada manual ou digitalizada
- Realce de alelos frequentes no relatório

Enter a new Test

LIPA HLA-A Update

Sample ID: 20131024_0001 Patient: not supplied

Work List: not supplied Physician: not supplied

Comment: not supplied

Strips

LIPA HLA-A Update Strip 1 (new strip)

Assay Date: 24/10/2013 Lot Number: not supplied

Sheet ID: not supplied Sheet Position: 0

LIPA HLA-A Update Strip 2 (new strip)

Assay Date: 24/10/2013 Lot Number: not supplied

Sheet ID: not supplied Sheet Position: 0

Probe: Probe List: 7,10,19,22,29,30,37,41

☐ Continuous Mode OK Cancel

PROCEDIMENTO DE TESTE

