


LiRAS™

Software de Análise & Leitor de Linha



Preciso e objetivo - Interpretação e inserção rápida de dados - Calibração do scanner - Conexão do LIMS
Relatórios Personalizados - Homologação e amigável para o usuário - Proteção de dados

Confiabilidade para cada execução,

O QUE VOCÊ DEVE FAZER


Inicie o software



Inserção de dados manual ou automatizada (LIMS)



Calibragem do scanner (uma vez por mês)



ALTA FLEXIBILIDADE

- Relatórios personalizados com potencial para introduzir seu próprio cabeçalho de laboratório ou logotipo
- Diferentes opções de relatório: Relatório padrão ou resumo, da amostra individual até um teste completo

ALTA SEGURANÇA

- Proteção de dados: Backup e Restauração para proteger o banco de dados
- Certificação CE
- Leitura objetiva de tira
- Disponível um manual de instruções em 8 idiomas
- Revisão de teste automatizada para aprovar ou rejeitar os resultados
- Gestão do usuário: permite atribuir privilégios de usuário aos seus funcionários do laboratório

LIRAS™ PARA LiPA HLA

- Modo automatizado ou manual de inserção de dados
- Gestão de tabela de determinação de tipo
- Gerenciamento de código alelo
- Opções de relatório padrão:
 - Alelos comuns indicados em negrito
 - escolha de nível de resolução: determinação do tipo de grupo alelo ou determinação detalhada de tipo
 - inclui informações de sequência: por sonda, por alelo, ou por padrão
 - obtém aconselhamento suplementar para refinamento do resultado da determinação de tipo (DRB)
 - adiciona informação sorológica
- Traduz os resultados de determinação detalhada do tipo em códigos do NMDP, simplifica a consulta da pesquisa do código NMDP

LIRAS™ PARA LiPA HPV

- Inserção de dados manual ou automatizada
- Genótipos HPV classificados pelo nível de presença e risco (HR, pHR, LR, não classificado)
- Genótipos HR e pHR exibidos em fonte vermelha; tipos LR em fonte verde e tipos "não classificadas" em fonte preta

LIRAS™ PARA DOENÇAS INFECCIOSAS

- Modo automatizado de inserção de dados
- Diferentes opções de relatório: relatório padrão, resumo e de tabela de resumo

todos os dias

O QUE O LiRAS™ PODE FAZER POR VOCÊ


Digitalização & interpretação de cada tira



Relatórios com imagem eletrônica da tira



Exportação de dados (LIMS)



ALTA EFICIÊNCIA

- Interfaces de fácil utilização e personalizáveis
- Possível conexão com o Sistema de Informações de Laboratório (LIMS)
- Gestão de filtro para selecionar um subconjunto do banco de dados
- Inserção rápida de dados: inserção automática ou manual
- Mensagens específicas do produto com informações adicionais

ALTA QUALIDADE

- Digitalização com proteção de calibração on-line para fornecer uma interpretação precisa
- Digitalização com proteção de calibração on-line para fornecer uma interpretação precisa

LiRAS™ PARA LiPA ANA

- Modo automatizado de inserção de dados
- Nenhuma gestão da lista de trabalho e revisão de teste automatizado

LiRAS™ PARA LiPA HBV

- Modo automatizado ou manual de inserção de dados
- Gerenciamento de controle de HBV
- Relatório de acompanhamento dos pacientes*: visão geral dos testes realizados por paciente facilitando o acompanhamento dos padrões de resistência do medicamento ao longo do tempo

*Apenas para a versão CE

LiRAS™ PARA LiPA FIBROSE CÍSTICA

- Modo automatizado ou manual de inserção de dados
- Potencial para:
 - uso anterior e/ou nomenclatura HGVS
 - adicionar a etnia do paciente, data e local de nascimento
 - excluir as variantes mais leves, tais como R117H

REQUISITOS DO SISTEMA

Entre em contato com a Fujirebio ou seu distribuidor local para obter maiores detalhes.

SCANNER

O LiRAS™ é validado para uso com tipos selecionados de scanners e modelos recomendados de leitura

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO	Nº DO ARTIGO
LiRAS™ para o Software Doenças Infecciosas v2	CE	80361
LiRAS™ para o Software LiPA HBV v1	CE	81387
LiRAS™ para o Software LiPA HBV v1	RUO	81386
LiRAS™ para o Software LiPA HPV v2	CE	81492
LiRAS™ para o Software LiPA HPV v2	RUO	81493
LiRAS™ para o Software LiPA Fibrose Cística v3	CE	81381
LiRAS™ para o Software LiPA Fibrose Cística v2	RUO	80674
LiRAS™ para o Software LiPA HLA v7	CE	80492
LiRAS™ para o Software LIA ANA v1	CE	81488
LiRAS™ para o Software LIA ANA v1	RUO	81490
LiRAS™ Tradução de relatórios	Software para traduzir relatórios LiRAS™	81434
LIA-Scan Reading Template	25 páginas	80493
LIA-Scan Reading Template (econômico)	25 páginas	80543
LiPA-Scan Reading Template	25 páginas	80350
LiPA-Scan Reading Template (econômico)	25 páginas	81541



FUJIREBIO

Sede: Fujirebio Diagnósticos do Brasil LTDA
Alameda Rio Negro, 585 - 14º andar, Conjunto 142, Bloco A - Edifício Jaçari
CEP: 06454-000 - Alphaville - Barueri - SP
Telefone: +55 11 2176-2070
www.fujirebio-europe.com - brazil@fujirebio.com.br - brazil@fujirebio.com