

INNO-LIA™ ANA Update

Linha de imunoensaio para a identificação
de anticorpos antinucleares.




*Obtenha **todos** os
marcadores
relevantes corretos...
e na hora certa!*



INNO-LIA™ ANA Update

Princípio de teste



Linha de controle

SmB	Recombinante
SmD	Peptídeo*
RNP-70k	Recombinante
RNP-A	Recombinante
RNP-C	Recombinante
SS-A/Ro52	Recombinante
SS-A/Ro60	Antígeno natural
SS-B/La	Recombinante
Cenp-B	Recombinante
Topo-I/Scl-70	Recombinante
Jo-1/HRS	Recombinante
RNP ribossômica	Peptídeo
Histones	Antígeno natural

* Peptídeo sintético modificado

Resultados múltiplos e precisos

- 13 antígenos para o máximo de informação
- Correlação clínica excepcional
- Sensibilidade similar ou ainda mais elevada e especificidade quando comparado com outros métodos.

Rápido e simples

- Resultados dentro de 3 horas
- Facilmente automatizado
- Interpretação visual ou com o software de digitalização

Automação

- Auto-LIA 48: desempenho de teste automatizado
- LIA-Scan ANA: leitura automatizada + interpretação
- Tendigo

Meheus L, van Venrooij WJ, Wiik A, et al. Multicenter validation of recombinant, natural and synthetic antigens used in a single multiparameter assay for detection of specific anti-nuclear autoantibodies in connective tissue disorders. Clin Exp Rheumatol 1999; 17:205-214.

Apresentação

INNO-LIA™ ANA Update

20 testes/kit

art. no.

80320

O seu agente.



Sede: Fujirebio Diagnósticos do Brasil LTDA
Alameda Rio Negro, 585 - 14º andar, Conjunto 142, Bloco A - Edifício Jaçari
CEP: 06454-000 - Alphaville - Barueri - SP
Telefone: +55 11 2176-2070
www.fujirebio-europe.com - brazil@fujirebio.com.br - brazil@fujirebio.com