




DRENAGEM DE CANAL ABERTO E CANAL ABERTO SIMPLES

DETALHES DO PRODUTO

- Dreno 100 % Silicone.
- Absorção longitudinal, todo o caminho do tubo implantado.
- Com linha radiopaca em toda sua extensão.
- Seção de tubo de drenagem circular (80 cm de comprimento).
- Maior área de contato com secreções, absorção rápida e eficiente e maior conforto para o paciente.
- Modelo Canal aberto composto por: Drenagem, Trocarte e Reservatório.
- Modelo Canal Aberto Simples composto por: Drenagem, Trocarte, Conector Luer Slip, Tubo extensor e Reservatório.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Cadastro Anvisa nº 81158510013
Cadastro Anvisa nº 81158510016

Código	FR	Diâmetro Externo do Tubo (mm)	Comprimento Canal Aberto (mm)	Comprimento total (mm)	Capacidade do Reservatório (cc)	Trocarte (FR)
3005.10.100	10	3,30	300	1200	100	10
3001.15.100	10	5,00	300	1200	100	15
3001.19.100	19	6,30	300	1200	100	19