

VR



# VIAS RESPIRATÓRIAS

## SISTEMA CPAP



### INDICAÇÕES:

Para a administração de ar / oxigênio, com pressão positiva em neonatos com respirações espontâneas.

### DETALHES DO PRODUTO

- Kit de utilização: uma cânula 100% Silicone, tubos corrugados, tubo auxiliar de 40 cm, conectores e gorro com fixação.
- Tubos corrugados e flexíveis (permite a mobilidade sem o risco de dobras).
- Conectores para os vários equipamentos e ventiladores.




### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Adaptável a fossa nasal.

Não produz lesões e pressão no septo.

Capacidade de se adaptar ao CPAP ou bolhas.

Cânula 100% silicone transparente.



### Informações Técnicas / Modelos

Código	CH/FR	Ø Cânula (mm)	Comprimento (mm)	Recomendação de uso por peso
1002.08	8.0	9.00	9.00	Menos de 1000 gr.
1002.10	10.0	9.00	9.00	De 1000 a 1500 gr.
1002.12	12.0	10.00	10.00	De 1500 a 2000 gr.
1002.15	15.0	12.50	12.50	Mais de 2000 gr.